

▣ 체지방률 측정 방법

※ 주의 사항) 양말을 벗고 올라가세요



1.  누르고
본인 신장 입력! 후
 누르기




겨드랑이가 몸에
닿지 않도록 주의!

2. 양말을 벗고 손전극을 들고
측정 시작!



3. 측정 중입니다.
기다리세요



4. 측정 완료 후 기록

계측검사 결과기록지	성명: _____
	전화번호 뒷자리: _____
	검사일자: 2023년 ____월 ____일
	검사위치: 층 ____회 중 (____) 회차

▶ 혈액검사 (혈당, 콜레스테롤)	▶ 체지방률 검사
혈당	신장 178 cm
TC(총콜레스테롤)	체중 76.7 kg
TG(중성지방)	체지방률 20.6 %
HDL(고밀도지단백질)	근육량 34.8 kg
LDL(저밀도지단백질)	내장지방 6 level
▶ 혈액검사	허리둘레 cm
혈압	
SYS	
DIA	
▶ 검사기트확인 동의서	
본인의 계속검사기록을 위해	

